

FahrLifte

Einfache Handhabung, universell einsetzbar.

- Elektrischer Hub
- Elektrische Spreizung
- Leichtlaufrollen

PatiHoist

platzsparend zusammenklappbar

160 kg Tragfähigkeit

Artikel-Nr. 8804000

FahrLift PL 165

mit Parallelspreizung

165 kg Tragfähigkeit

Artikel-Nr. 8275011

FahrLift VL 250

250 kg Tragfähigkeit

Artikel-Nr. 8275010

FahrLift VL 300

300 kg Tragfähigkeit

Artikel-Nr. 8275020



PatiHoist



PL 165



VL 250 / VL 300

Zubehör:

- ① **Digitalwaage 300 kg**
Artikel-Nr. 8803000
eichfähig
- ① **Digitalwaage 200 kg**
Artikel-Nr. 8803100
nicht eichfähig
- ② **3-Punkt-Tragbügel**
Artikel-Nr. 8802001
- ③ **4-Punkt-Tragbügel**
Artikel-Nr. 8802004




Technische Daten:

FahrLifte

Akkubetrieb
eingebautes Ladegerät
mechanische Notabsenkung
umschämter Tragbügel
Gewicht: ca. 45 kg
Schutzart: IP41

Tragfähigkeit:
Fahrstelllänge L:
Fahrstellbreite B außen:
Fahrstellbreite B innen:
Fahrstellhöhe C:
Hubhöhe H min.:
Hubhöhe H max.:

	PatiHoist	PL 165	VL 250 / VL 300
Tragfähigkeit:	160 kg	165 kg	250 kg / 300 kg
Fahrstelllänge L:	1270 mm	1110 mm	1170 mm
Fahrstellbreite B außen:	620 mm	650 mm	670 mm
Fahrstellbreite B innen:		570 – 860 mm	
Fahrstellhöhe C:	95 mm	130 mm	120 mm
Hubhöhe H min.:	710 mm	460 mm	450 mm
Hubhöhe H max.:	1910 mm	1700 mm	1700 mm



Indikationen:

Erheblich bis voll ausgeprägte Beeinträchtigung des Wechsels der Körperposition und des Gehens, meist bei neuromuskulären Schädigungen, Amputation einer/der unteren Extremität(en) oder bei neurologischen Erkrankungen
– Wenn andere Lifter oder Umsetzhilfen nicht mehr genutzt werden können.

Hilfsmittel-Nr.: 22.40.01.0...