

# HEBIX

MOBIL

## Die mobile HebeHilfe für den Notfall

klein • leicht • klappbar



- leichtes Aufheben von am Boden liegenden Personen
- nur ca. 1/4 des Patientengewichtes muss angehoben werden
- geringer Kraftaufwand durch Hebelwirkung
- lässt sich klein zusammenklappen
- einfach zu transportieren



Einfaches Anlegen der HebeHilfe **HEBIX**.



# HEBIX

**MOBIL**

Artikel-Nr. 7700000  
Hilfsmittel-Nr.: 22.29.01.1...

## Lieferumfang:

- HEBIX MOBIL**
- Tragfähigkeit: 100 kg
- Gewicht: ca. 10,5 kg
- Sicherheitsgurt (Bauchgurt)
- Kopfstütze



Zubehör:  
**Brustgurt**  
Artikel-Nr. 7770120  
**Tragetasche**  
Artikel-Nr. 7700001

