

HEBIX

STARR

Jemand ist gestürzt – clever sein und aufheben mit wenig Kraftaufwand!



Die weiterentwickelte Hebehilfe **HEBIX STARR** ist sofort einsatzbereit.

NEU ist die „verschränkte Rückenlehne“, diese bietet noch mehr Komfort für den zu Hebenden.



Einfaches Anlegen der HebeHilfe **HEBIX**.

HEBIX

STARR

Artikel-Nr. 7800000

Hilfsmittel-Nr.: 22.29.01.1...

Lieferumfang:

HEBIX STARR

Tragfähigkeit: 100 kg


Gewicht: 7 kg

Sicherheitsgurt (Bauchgurt)

Kopfstütze

Zubehör:

Brustgurt, Artikel-Nr. 7770120



Alle Maße in mm