









# Hebemittel

Hebetuch universal		Hebetuch mit Kopfstütze		Toiletten-gurt
				
<p>Für Patienten, die im Nacken- und Schulterbereich noch stabil sind.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Griffschlaufe am Rücken</li> <li>• Einhängeschlaufen mit Farbkennzeichnung</li> <li>• verstärkte Beinteile für faltenfreien Sitz</li> </ul>		<p>Für Patienten mit labiler Nacken- und Körpermuskulatur (auch für Oberschenkel-amputierte geeignet).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verstärkungen an den Beinteilen sorgen für faltenfreien Sitz</li> <li>• Verstärkungseinlagen zur Kopfabstützung</li> <li>• Einhängeschlaufen mit Farbkennzeichnung</li> </ul>		<p>Für Patienten, die im Nacken- und Schulterbereich noch stabil sind.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• freier Gesäßbereich</li> <li>• Brustverschluss für sicheren Halt</li> <li>• gepolsterter Rücken- und Achselbereich</li> <li>• verstärkte Beinteile</li> <li>• farbige Einhängeschlaufen</li> <li>• Griffschlaufe im Rücken</li> </ul>
<p><b>UH 200 kg</b> Stoff Polyester/Baumwolle Farbe: blau Art.-Nr. 8223800</p>	<p><b>UHN 200 kg</b> Netz Polyester Farbe: weiß Art.-Nr. 8223900</p>	<p><b>HK 200 kg</b> Stoff Polyester/Baumwolle Farbe: blau Art.-Nr. 8233200</p>	<p><b>HKN 200 kg</b> Netz Polyester Farbe: weiß Art.-Nr. 8233300</p>	<p><b>TG 175 kg</b> Stoff Polyester/Baumwolle Farbe: blau Art.-Nr. 8233600</p>
<p><b>UH 250 kg XL</b> Stoff Polyester Farbe: grau ähnlich Abbildung Art.-Nr. 8234000</p>	<p><b>UHN 250 kg XL</b> Netz Polyester Farbe: weiß ähnlich Abbildung Art.-Nr. 8234100</p>	<p><b>HK 250 kg XL</b> Stoff Polyester Farbe: grau ähnlich Abbildung Art.-Nr. 8233700</p>	<p><b>HKN 250 kg XL</b> Netz Polyester Farbe: weiß ähnlich Abbildung Art.-Nr. 8233900</p>	
		<p><b>HK-S</b> small / Kinder Stoff-Polyester Farbe: blau ähnlich Abbildung Art.-Nr. 8223201</p>	<p><b>HKN-S</b> small / Kinder Netz-Polyester Farbe: blau ähnlich Abbildung Art.-Nr. 8233302</p>	

Unsere Hebetücher sind aus angenehmen, hautfreundlichen Materialien, für den Schlaf- oder Nassbereich geeignet und leicht zu reinigen.



Hebegurt-Kombination	Aufricht-Korsett	Gehgurt	Stuhl rostfrei
			
<p><b>Für Patienten, die im Nacken- und Schulterbereich noch stabil sind.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einhängeschlaufen mit Farbkennzeichnung zur Größenanpassung</li> <li>• einfaches Anlegen in Bad und WC</li> </ul>	<p>Für</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• unterstützt den Beckenbereich, die Lenden- und Brustwirbelsäule</li> <li>• farblich gekennzeichnete Einhängeschlaufen</li> </ul>	<p><b>Für Patienten mit stabilem Oberkörper.</b> Zum Halten in stehender Position für Steh- und Geh-training</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beinschlaufen</li> <li>• Brustgurt</li> </ul>	<p><b>Für Patienten mit stabilem Oberkörper. Geeignet zum Umsetzen in Wasserbecken.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• abklappbare und abnehmbare Armlehne</li> <li>• Fußstütze</li> <li>• Aufhängung</li> <li>• Lenkrollen (zwei feststellbar)</li> <li>• Sitzhöhe: 58 cm</li> </ul>
<p><b>GKN 175 kg</b> Saran-Netz Farbe: weiß Art.-Nr. 8233500</p>	<p><b>AK 175 kg</b> Stoff Polyester/Baumwolle Farbe: blau Art.-Nr. 8806000</p>	<p><b>Gehgurt 160 kg</b> Stoff Polyester Farbe: grau Art.-Nr. 8233800</p>	<p><b>Stuhl 160 kg</b> mit Rollen rostfreier Stahl Art.-Nr. 8823201</p>
	<p><b>AK-S 175 kg small/klein</b> Stoff Polyester/Baumwolle Farbe: blau Art.-Nr. 8806001</p>	<p><b>Gehgurt 275 kg</b> Stoff Polyester Farbe: grau Art.-Nr. 8233810</p>	

