

# DeckenLift **Luna**

Die Lösung für die häusliche Pflege! Ideal auch für den Wiedereinsatz!

**Luna** fest  
ohne Fahrtrieb



**Luna** mobil  
ohne Fahrtrieb



**Luna** Mover  
mit Fahrtrieb



**1 Lift – mobil und stationär!**





**Luna** lässt sich überall dahin mitnehmen, wo er gebraucht wird. Einfaches Umhängen mit der Umhängehilfe.

**5 Jahre Garantie**



Zum Laden wird die Handbedienung einfach in die Wandladestation eingehängt.


**Luna Trolley**

der Wagen zum einfachen Transportieren und Aufbewahren.

Artikel-Nr.: 3000037




**Luna fest**




Maße in mm

**Luna mobil**



Maße in mm

**Luna Mover**



Maße in mm

**Technische Daten:**

Bezeichnung	ohne Fahrtrieb				mit Fahrtrieb
	Luna 200 kg mobil	Luna 200kg fest	Luna 275 kg mobil	Luna 275 kg fest	Luna Mover 200 kg fest
Artikel-Nr.:	3000030	3000031	3000130	3000131	3000230
Tragfähigkeit:	200 kg		275 kg		200 kg
Hilfsmittel-Nr.	22.40.06.0...				22.40.06.1...
Gewicht:	6,7 kg ohne Tragbügel				9,6 kg ohne Trb.
Fahrgeschwindigkeit:					0,25 m/s
Hubhöhe:	1950 mm				
Batterien:	36 V Blei-Gel				
Ladeeinrichtung:	100 V - 240 V, 0,5 A über Wandladestation und Handbedienung				
Geräuschpegel:	Heben und Senken ohne Last 49 db(A), Heben und Senken mit 200 kg Last 53 db(A)				
Schutzart:	Lift, Fahrtrieb IP20, Ladegerät IPX4, Handbedienung IPX7				
Ladezeit:	ca. 4,5 - 5 Stunden bei voll geladener Batterie				
Hubgeschwindigkeit:	mit 89 kg Last abwärts 44 mm/s; aufwärts 30 mm/s				
Anzahl Hübe:	50 Hübe mit 0,5 m Hub und 100 kg Last bei voll geladenen Batterien				

**Indikationen:**

Erheblich bis voll ausgeprägte Beeinträchtigung des Wechsels der Körperposition und des Gehens und Stehens, meist bei neuromuskulären Schädigungen, Amputation einer/der unteren Extremität(en) oder bei neurologischen Erkrankungen

- Wenn andere Positionswechselhilfen oder Krankenfahrzeuge wegen unzureichender Rumpfkontrolle und Schädigungen der oberen Extremität (u.a. Tetraplegie, Paraplegie) nicht genutzt werden können
- Zur Ermöglichung eines Transfers und kurzstreckigen Transports innerhalb der Wohnung durch eine Hilfs-/Pflegerperson

Hilfsmittel-Nr.: 22.40.06.0... ohne Fahrtrieb, 22.40.06.1... mit Fahrtrieb