

Spann-Gleit-Laken SGL

Die Lagerungshilfe

Anwendung in Verbindung mit **pulla**[®] StretchLift, dem transportierenden Bettlaken.



Durch das Spann-Gleit-Laken **SGL** wird die Tragfähigkeit vom **pulla**[®] StretchLift auf 300 kg erhöht!

Spann-Gleit-Laken **SGL**

200 x 90 cm

Artikel-Nr. 8265903

200 x 120 cm

Artikel-Nr. 8265904

200 x 140 cm

Artikel-Nr. 8265905

220 x 90 cm

Artikel-Nr. 8265906



Der umlaufende Kordelzug sorgt für sicheren Halt auf der Matratze.








Seitenlagerung ganz einfach!



Leichtes Hochziehen im Bett!

- minimaler Kraftaufwand für den Pflegenden
- auch in Verbindung mit Antidekubitus-Matratzen

Pflegeanleitung:

-  Normalwaschgang bis 80° C
-  nicht bleichen
-  nicht im Trockner trocknen
-  nicht bügeln
-  keine chemische Reinigung möglich

Material:

35% Polyester + 65% Baumwolle
100% Nylon

Max. Patientengewicht: 300 kg

