

**2** Anwendungen  
**= 1** Lift



## als Aufricht-Lift

- Das innovative Aufrichtkorsett unterstützt den Beckenbereich und die Lenden- und Brustwirbelsäule.
- Der Gesäßbereich bleibt frei.
- Ein komfortables Aufrichten bis in eine stehende Position ist möglich.



Die Unterschenkel-Stütze ist individuell einstellbar.



### Zubehör:

- |  |   |
|--|---|
| ① <b>Unterschenkel-Stützen</b><br>einzeln verstellbar<br>Artikel-Nr. 8806002 | ③ <b>Aufricht-Korsett AK</b><br>Artikel-Nr. 8806000<br><b>Aufricht-Korsett AK-S</b><br>(small)<br>Artikel-Nr. 8806001 |
| ② <b>Fußhalter mit Riemen</b><br>Artikel-Nr. 8823300                         |   |



Leichtes Umstellen vom Aufricht-Lift zum Tuch-Lift und umgekehrt, ohne Werkzeug und ohne zusätzliche Teile!



# als Tuch-Lift

- Die große Reichweite und Höhe ermöglichen einen universellen Einsatz.
- Auch das Aufheben vom Fußboden ist möglich.



## Technische Daten:

**geniUS** Universal Lift

Artikel-Nr. 8805000

Tragfähigkeit: 175 kg

Gewicht: 52 kg

Hubgeschwindigkeit: ca. 30 mm / s

Unterfahrhöhe: 130 mm

wiederaufladbare Batterie 24 V

elektrischer Hub

elektrische Fußspreizung

Handbedienung


Schutzart: IP 44



## Sonderbau:

**Niedrige Fahrgestellhöhe**  
für Unterfahrbarkeit  $\text{U}$   
von 90 mm.

**Größere Rollen**  
für schwierige Böden.



## Indikationen:

Erheblich bis voll ausgeprägte Beeinträchtigung des Wechsels der Körperposition und des Gehens, meist bei neuromuskulären Schädigungen, Amputation einer/der unteren Extremität(en) oder bei neurologischen Erkrankungen

- Wenn andere Umsetz- und Hebehilfen nicht/oder nicht mehr genutzt werden können.
- Zur Erleichterung des Positionswechsels und zum kurzstreckigen Transport innerhalb der Wohnung durch eine Hilfs-/Pflegeperson.

Hilfsmittel-Nr.: 22.40.01.1006