

IndeeLift

Jemand ist gestürzt – clever sein und aufheben per Knopfdruck!



- Für den Einsatz im privaten und öffentlichen Bereich
- Aufheben vom Boden ohne Kraftaufwand, per Knopfdruck
- Elektrischer Antrieb mit Akku
- Einfach zu transportieren
- Geringer Platzbedarf

Der **IndeeLift PPU** und der **IndeeLift FTS-400** wurden entwickelt, um Personen zu helfen, die gefallen sind und ohne fremde Hilfe nicht mehr aufstehen können.




IndeeLift

PPU

Artikel-Nr. 7770200
Hilfsmittel-Nr.: 22.29.01.1...

Lieferumfang:

- Tragfähigkeit: 150 kg
- Räder Ø: 12,5 cm
- Gewicht: 28,5 kg
- Ladegerät: 110-240 V, AC 50-60 Hz
- Sicherheitsgurt (Bauchgurt)



Alle Maße
in mm


IndeeLift

FTS-400

Artikel-Nr. 7770400
Hilfsmittel-Nr.: 22.29.01.1...

Lieferumfang:

- Tragfähigkeit: 181 kg
- Räder Ø: 12,5 cm
- Gewicht: 35 kg
- Ladegerät: 110-240 V, AC 50-60 Hz
- Sicherheitsgurt (Bauchgurt)



Alle Maße
in mm